


版本 REV.	描述 DESCRIPTION	日期 DATE	批准 APPD
A	新制成 New made	2023.02.11	GJM



P4	PCG25	支撑杆 Support Rod, 250 mm	1 pcs
P3	P41+P51	防尘袋 Dust Cover	2 pcs
P2	P31	扎带 Cable Tie, 3.6 mm	A/R
P1	P1RH	止液夹 Clamp, OD1/4"-OD1/2"	4 pcs
6	C52	鲁尔螺帽 Luer Thread Cap	1 pcs
5	C51	无针取样器 Needlefree Swabable Valve	1 pcs
4	C4RC	1/4" 宝塔转母鲁尔接头 1/4"HB to Female Luer Lock	1 pcs
3	AQG17004	AseptiQuik® G 无菌连接器 Connector, 1/4"HB	1 pcs
2	C1MP	Lifemeta® ECS 公堵头 Sealing Plug	1 pcs
1	C1FR	Lifemeta® ECS 母接头 Coupling Bodies, 1/4"HB	1 pcs
F1	C2BBEE1	Bricap® C02 Capsule Filter with Cobetter Purcise® SLE 0.2 μm, 货号 Cat. No.: C02BBSLENG1P	1 pcs
T1	TTR	Lifemeta® STT 铂金属硫化硅橡胶管 Pt-cured Silicone Tubing, ID1/4"*OD7/16"	160 cm
A1	K-2D05L C3RRR	5 L 1/4"-1/4"-1/4" 接口储液袋 5 L Single-use Bag with 1/4"-1/4"-1/4" Ports	1 pcs
序号 NO.	型号 PART NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY

必填 \* 请在应用点勾选 "√"  
Required\* Please check '√' in the application.

上游产品  下游产品  原液 Drug Substance  制剂 Drug Product  其他 Others \_\_\_\_\_

客户确认 Customer Approval: \_\_\_\_\_ 日期 Date: \_\_\_\_\_

该图纸包含杭州科百特过滤器材有限公司专有的保密信息，未经本公司事先书面授权，不得复制、公开或以其他方式使用该图纸。  
The confidential information contained within this drawing is proprietary to Cobetter, and shall not be reproduced, disclosed, or used in other ways without prior written authorize of Cobetter Filtration Equipment Co., Ltd.

© 2023 Cobetter  
保密文件 CONFIDENTIAL

γ 灭菌 IRRADIATED 25-45 kGy		材料 MATERIAL NA		 杭州科百特过滤器材有限公司 www.cobetterfiltration.com
制图 DRN ZHX 2023.02.11	审核 CKD ZJH 2023.02.11	批准 APPD GJM 2023.02.11		
比例 SCALE NTS	版本 REV. A	页码 SHEET 1 of 1	产品货号 CAT. NO. K2D05LT21XC2E101	
图纸编号 DRAW'G NO. C110-23056		图纸名称 TITLE Lifecube® 2D 5 L 一次性使用过滤储液袋 Single-use Bag with Capsule Filter		